





Ready to improve?




SC1310/1330


SC1320/1340



Control Unit




Control Unit





SC1420

SC1435





## Inhaltsverzeichnis

Was ist SixCase?	23
Allgemeine Beschreibung	23
Für Ihre Sicherheit	23
Warnung	23
Störung	24
Zubehör	24
Wichtig	24
Garantie	24
Introduktion SixCase	25
Inhalt des Paketes	25
Montageanleitung	25
Wichtig	25
Montage auf Stein oder Beton	26
Stromkabel	26
Bitte beachten	26
Montage auf Holz	26
Ufhängen SixCase	26
Betrieb	26
Im Notfall (Gebrauch des AED)	26
Wichtig	27
Wartung und Problemlösung	27
Wartung	27
Wichtig	27
Temperatur	27
CODE ändern	27
Austausch des Sicherheitsglases	27
Problemlösung	28
Glossary	29

## Was ist SixCase?

Der AED (Automatischer Externer Defibrillator) macht inzwischen einen wichtigen Teil der primären Hilfe aus. Es ist dabei lebenswichtig, das der AED Tag und Nacht gut gesichert, aber doch erreichbar ist. Der SixCase gibt eine optimale Beschirmung/Sicherheit und sorgt für ein Tag und Nacht einsetzbaren AED. Das besondere SMS Modul macht Gebrauch von den modernsten Kommunikationsmethoden (GSM, SMS) um den SixCase anzusteuern.

## Allgemeine Beschreibung

Siehe Seite 1 und 2.

1. Steuerung (mit LED-Anzeige, Buzzer und Ventilator. Pin-Touchpad nur für SC1435, SC1320, SC1340)
2. Sicherheitshinweise
3. Roter Druckknopf
4. Rotor-Verschlussystem (rechts)
5. AED-Halterung (mit Heizapparat SC1330, SC1340, SC1415, SC1420, SC1435)
6. Schlossstift
7. LED
8. Stromkabel



## Für Ihre Sicherheit

### Warnung

Lesen Sie das Instruktionsbuch sorgfältig durch. Alle Benutzer sollten vor dem ersten Gebrauch des SixCase AED Cabinet die Sicherheitshinweise lesen. Das nicht befolgen der Instruktionen kann gefährlich sein, oder selbst gegen Gesetze verstoßen. Befolgen Sie alle empfohlenen Wartungsanweisungen. Sollte ein Problem auftreten, wenden Sie sich unverzüglich an den Wartungsservice. Benutzen Sie das Gerät nicht, bevor es von einem qualifizierten



Mitarbeiter überprüft wurde.

		Symbol
<b>Warnung</b>	Warnhinweise machen Sie auf Situationen oder Handlungen aufmerksam, die zu Personenschäden oder zum Tod führen können.	
<b>Achtung:</b>	Hinweise machen Sie auf Situationen oder Handlungen aufmerksam, die das Gerät beschädigen können.	

### Störung

Alle drahtlosen Apparaturen können anfällig sein für Störungen. Dadurch kann die Wirkung des Apparates negativ beeinflusst werden.

### Zubehör

Verwenden Sie nur durch uns akzeptiertes Zubehör, schließen Sie keine nicht kompatiblen Produkte an.

### Wichtig

SixCase ist nicht verantwortlich für den Inhalt von Dokumenten, noch für den Verlust von Informationen, Einkommen, direktem oder indirektem Schaden, durch wie dann auch verursacht. SixCase behält sich das Recht vor um Dokumente anzupassen oder zu verbessern, ohne vorherige Bekanntmachung. Dieses gilt für alle Produkte beschrieben in dieser Gebrauchsanweisung. Der Inhalt dieses Dokumentes sowie auch für das Zubehör zu diesem Produkt wird ohne Garantie veröffentlicht.

## Garantie

- GT MEDICARE ist nach bestem Wissen und Gewissen verantwortlich für die Servicequalität und die Zuverlässigkeit und gute Qualität der gelieferten Produkte, mit der Maßgabe, dass die Garantie nicht über die folgenden Garantiebestimmungen hinausgeht.
- Wenn der Defekt vom Käufer verursacht wurde, gehen die Reparatur- und Versandkosten zu seinen Lasten.
- Der Käufer hat keinen Garantieanspruch:
  - A: bei fahrlässigem Umgang mit den Produkten.
  - B: bei vom Käufer vorgenommenen Änderungen oder Reparaturen an den Produkten, die nicht von GT MEDICARE oder in deren Namen durchgeführt wurden.
  - C: bei unangemessenem und unsorgfältigem Gebrauch, falschem Anschluss, falscher Spannung, Blitzeinschlag, Schäden infolge eindringender Feuchtigkeit oder anderen externen Produkten oder Unfällen.
  - D: bei unangemessener Wartung der Geräte.
  - E: bei Verwendung von minderwertigem oder falschem Zubehör.
  - F: bei nachlässigem Umgang mit den Geräten.
- GT MEDICARE garantiert, dass die Produkte bei der Lieferung keine ernsthaften Beschädigungen aufweisen.
- Händler werden Defekte, Schäden oder Nichtkonformität der Produkte, die bei einer Eingangskontrolle festgestellt werden, innerhalb von zehn (10) Tagen nach der Lieferung schriftlich an GT MEDICARE melden. Händler werden alle anderen Defekte innerhalb eines (1) Jahres nach dem Lieferdatum schriftlich an GT MEDICARE melden. Produkte, die einen vermutlichen Defekt oder



Nichtkonformität aufweisen, sollten sofort an GT MEDICARE zur Inspektion zurückgesandt werden. Reklamationen, die nicht anhand der vorstehenden Bestimmungen eingereicht wurden, werden nicht akzeptiert. GT MEDICARE wird bei einem Defekt oder einer Nichtkonformität, für die GT MEDICARE verantwortlich ist, das/die betreffende/n Produkt/e nach eigenen Ermessen reparieren oder ersetzen oder den Kaufpreis der Produkte zurückerstatten. GT MEDICARE hat keine anderen (Haftungs-) Verpflichtungen gegenüber dem Händler in Bezug auf nicht konforme oder defekte Produkte als die im vorstehenden Satz beschriebenen.

6. Die Garantiedauer ab Lieferung auf alle mechanischen Teile beträgt sechzig (60) Monate für den SC1400 und vierundzwanzig (24) Monate für den SC1300, wobei Kratzer und Beschädigungen des Gehäuses und Sichtfensters nicht unter diese Garantie fallen, und vierundzwanzig (24) Monate auf die Elektronik. Der Hersteller ist ausschließlich zur Erfüllung der sich aus dieser Garantie ergebenden Verpflichtungen verpflichtet. Der Hersteller haftet nicht für mittelbare Schäden oder Folgeschäden. In allen Fällen ist die Haftung des Herstellers auf den Verkaufspreis der verkauften Produkte beschränkt.
7. Wenn eine Forderung auf eine Änderung oder einen unsachgemäßen Gebrauch des Produkts, wie im Vertrag beschrieben, zurückzuführen ist, kann unter keinen Umständen Anspruch auf die Garantie erhoben werden.
8. Der Empfänger wird alle gelieferten Geräte unverzüglich kontrollieren. Der Kunde muss GT MEDICARE schriftlich innerhalb von zehn (10) Tagen nach Lieferung über Mängel in der Warensendung in Kenntnis setzen. Wenn die Mängel nicht innerhalb von zehn (10) Tagen gemeldet werden, wird die Warensendung als ordnungsgemäß erhalten be-

trachtet. Bei unsichtbaren Mängeln – vom Kunden nachzuweisen – können Garantieansprüche nur innerhalb der Garantiedauer geltend gemacht werden. Wenn eine Reklamation von GT MEDICARE akzeptiert wird, ist GT MEDICARE ausschließlich verpflichtet, die bemängelten Produkte zu reparieren oder zu ersetzen, ohne dass der Kunden irgendeinen Anspruch auf Schadensersatz hat. Reklamationen befreien den Kunden nicht von seinen Zahlungsverpflichtungen.

## Introduktion SixCase

### Inhalt des Paketes

Der SixCase enthält die folgenden Unterteile

- SixCase AED Wandgehäuse
- Schlüssel (optional)
- 24V Adapter (SC1320/ 1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435)
- Stromkabel 3m (SC1320/ 1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435)
- Montageanleitung
- Heizung (SC1320/ 1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435)
- GSM Modul (SMS info pack)
- Wanddübel (4x)
- Stockschraube (4x)
- Abstandshalter (4x)
- Unterlegscheiben (4x)
- Muttern (4x)

## Montageanleitung

### Wichtig

Die korrekte Ausführung der Installation ist extrem wichtig und fällt außerhalb der Verantwortlichkeit von SixCase.

Das mitgelieferte Material ist nur gedacht für Montagen an flache massivem Holz, Stein, Beton oder an metallenen Platten mit einer minimalen Stärke von 3mm. Verwenden



Sie immer die mitgelieferten Abstandshalter.

#### **Montage auf Stein oder Beton**

Positionieren Sie die beige-lieferte Schablone (A4 Format) auf die Mauer und zeichnen Sie die Bohrungen ab. Bohren Sie Löcher mit einem Durchmesser von 10mm und einer minimalen Tiefe von 6cm (60mm) um genug Raum zu haben für die Wanddübel oder evtl. chemischen Mörtel. Wir empfehlen die obersten Bohrungen ungefähr in 1,5m Höhe zu platzieren. Die Bohrungen müssen immer in der Mitte des Steines ausgeführt werden.

Montage Tipp SC1400 serie: mit einem Inbusschlüssel kann der Gewindestift mit der richtigen Vorspannung in die Mauer geschraubt werden. Der Stift muss bis zum metrischen Gewinde M8 eingeschraubt werden.

#### **Stromkabel**

SixCase advisiert die mittlere Bohrung mit einem 12mm Bohrer auszuführen, damit das Stromkabel ohne Probleme durch die Mauer geführt werden kann. Standard wird ein Adapter und 3m Kabel geliefert. Das Stromkabel kann mittels einer Steckverbindung an den Adapter angeschlossen werden. Diese Steckverbindung kann durch die 12mm Bohrung geführt werden, da der Adapter innerhalb von Gebäuden platziert werden muss.

Bevor der SixCase befestigt wird ist darauf zu achten, das Stromkabel durch die Mauer zu führen. Das Kabel ist mit einem Klemmfutter versehen, womit Sie es am SixCase fixieren können. Führen Sie das Kabel von außen durch/über die Mauer. Danach kann der SixCase aufgehängt, und das Stromkabel durch das mittlere Loch geführt werden.

#### **Bitte beachten**

Wenn sich herausstellt das die Mauer zu schwach ist um den SixCase mit Dübeln zu befestigen, empfehlen wir Fischer VS 100 P. Es ist dann ausreichend um nur die Stockschrauben ohne Dübel in den Mörtel zu schrauben. Auf der Verpackung von Fischer VS 100 P steht die korrekte Gebrauchsanweisung. Beachten Sie, das die Bohrungen

gut gereinigt werden (1x ausblasen, 1x ausbürsten, 1x ausblasen, 1x ausbürsten) bevor Sie den Dübel oder den chemischen Mörtel in die Bohrung stopfen.

#### **Montage auf Holz**

Bohren Sie an Hand der mitgelieferten Schablone kleine Löcher von 4mm Durchmesser in das Holz. Schrauben Sie die Stockschrauben so weit in das Holz, bis das M8 Stockschrauben noch maximal 30mm herausragt. Wir empfehlen die obersten Bohrungen ungefähr in 1,5m und 1,6m Höhe zu platzieren. Auf dem Ende der Stockschrauben kann ein Inbusschlüssel aufgesetzt werden, um die Schraube mit der richtigen Vorspannung in das Holz zu drehen.

#### **Aufhängen SixCase**

Hängen Sie das Gehäuse an die Stockschrauben, welche sie im Holz oder in der Mauer verankert haben. Befestigen Sie von der Innenseite aus den SixCase mittels der mitgelieferten M8 Muttern und den Unterlegscheiben. Drehen Sie mit einem Schraubenschlüssel 13 die Muttern fest an (nicht überdrehen). Beachten! Sorgen Sie dafür, dass das Adapterkabel nicht eingeklemmt wird.

## **Betrieb**

Um das Gehäuse zu schließen, legen Sie die Hände rechts und links unten an das Gehäuse und drücken Sie nach oben. Beide Schlösser (links und rechts) werden mit einem hörbaren Klick einrasten, sodass Sie sicher sein können, dass das Gehäuse auf beiden Seiten ordnungsgemäß geschlossen ist.



#### **Im Notfall (Gebrauch des AED)**

SC1310: Drücken Sie die rote Taste (siehe Anweisungen auf dem Gehäuse), warten Sie, bis die Halterung ihren tiefsten Punkt erreicht hat, und entnehmen Sie den AED. SC1415: Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss rechts unter der Halterung (siehe Anweisungen auf dem Gehäuse) und drehen Sie den Schlüssel kräftig nach rechts.



Warten Sie, bis die Halterung ihren tiefsten Punkt erreicht hat, und entnehmen Sie den AED.

SC1420: Drücken Sie die rote Taste (siehe Anweisungen auf dem Gehäuse), warten Sie, bis die Halterung ihren tiefsten Punkt erreicht hat, und entnehmen Sie den AED.

SC1320/ 1340/ 1435: Geben Sie den programmierten Code ein oder stecken Sie den Schlüssel in das Schloss rechts unter der Halterung und drehen Sie diesen kräftig nach rechts (siehe Anweisungen auf dem Gehäuse). Warten Sie, bis die Halterung ihren tiefsten Punkt erreicht hat, und entnehmen Sie den AED (Code und Schlüssel müssen im Notfall verfügbar sein).



#### Wichtig

**Der Code, Schlüssel und SMS-Code müssen im Falle eines Notfalls jederzeit verfügbar sein (gilt für SC1435). Aufgrund eines unerwarteten Defekts kann eine der Öffnungsmethoden fehlschlagen. In diesem Fall muss eine Alternative verfügbar sein. Darüber hinaus ist es wichtig, die vorstehenden Verfahren vor der Lagerung des AED einzuüben und dies auch nach dessen Installation zu tun.**

## Wartung und Problemlösung



#### Wartung

Es ist wichtig, dass das SixCase Wandgehäuse wöchentlich geöffnet und geschlossen wird, um sicherzustellen, dass die Verschlusssysteme und Elektronik ordnungsgemäß funktionieren. Hierbei sollten Sie besonders auf die korrekte Funktion des Druckknopfs, des Eingabefelds, der Schlösser, des Rotor-Verschlusssystems und, wenn möglich, den Zustand des AED (bitte AED-Handbuch zurate ziehen) achten. Nachdem Sie fest auf den roten Druckknopf gedrückt, den Schlüssel eingesteckt oder den Code eingegeben haben, sollte sich der Boden des Gehäuses allmählich in einer flüssigen Bewegung nach unten bewegen, um den Zugang zum AED freizugeben.

Es ist ebenso wichtig, das Gehäuse auf der Außenseite

auf Beschädigungen zu überprüfen, die dessen Funktion möglicherweise beeinträchtigen können. Wenn das Gehäuse mit einem elektronischen Verschlusssystem ausgestattet ist, wird der Motor einmal täglich automatisch überprüft.

Um externe Fehlerströme abzuleiten, muss das Gehäuse geerdet sein.

Sollten Sie einen Defekt entdecken, wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Händler oder direkt an SixCase. Je nach Defekt kann es empfehlenswert sein, den AED zu entfernen und die Benutzer in Kenntnis zu setzen (defekt).

#### Temperatur

Wenn Sie Zweifel an der Funktion der Heizapparatur haben (Außentemperatur unter 0 °C (32 °F)), entfernen Sie den Defibrillator und nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Händler oder SixCase auf.

Der SC1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435 ist mit einem aktiven Belüftungssystem ausgestattet. Bei ungefähr 30 °C wird der Ventilator eingeschaltet, um die Wärme aus dem oberen Teil zu lassen und kalte Luft über den Boden anzuziehen. Dennoch empfehlen wir, das Gehäuse an einem schattigen Ort aufzuhängen, um zu hohe Temperaturen zu vermeiden (über 50 °C).

#### CODE ändern

Öffnen Sie das SixCase-Gehäuse mit dem Schlüssel oder Werkscode (1234). Geben Sie den Code 1245 ein, um den Code zu ändern. Der Alarm wird deaktiviert.

Geben Sie den neuen Code ein und bestätigen Sie diesen mit dem grünen V. Der Alarm wird erneut aktiviert.

Ihr Code wurde geändert.

Hinweis: Bestätigen Sie die Änderung des Codes immer, indem Sie das SixCase AED-Gehäuse mit dem neuen Code öffnen.

#### Austausch des Sicherheitsglases


Bevor Sie das Sicherheitsglas austauschen, müssen Sie das Gehäuse schließen. Stellen Sie sicher, dass alle Glassplitter aus dem Gehäuse entfernt wurden und die Funktion des





Schlosses nicht beeinträchtigen. Ziehen Sie den roten Knopf in Ihre Richtung und setzen Sie das Sicherheitsglas ein. Bringen Sie den Knopf anschließend vorsichtig in seine Ausgangsposition zurück, sodass das Glas nicht bricht.

Code ändern (SC1320/ 1340/1435): Werkscode für den SixCase: 1234



## Problemlösung

Symptom	Korrektur
LED aus	Prüfen Sie die externe Stromversorgung (Stromversorgung und Adapter) Kontrollieren Sie die Kabel, indem Sie die Spannung im Gehäuse messen (12 V oder 24 V) Wenn das Gerät nicht funktioniert, nehmen Sie es außer Betrieb, entfernen Sie die Steuerung und kontaktieren Sie Ihren Händler oder SixCase.
Eingabefeld (Keypad) reagiert nicht	Prüfen Sie die externe Stromversorgung (Stromversorgung und Adapter) Kontrollieren Sie die Kabel, indem Sie die Spannung im Gehäuse messen (12 V oder 24 V) Wenn das Gerät nicht funktioniert, nehmen Sie es außer Betrieb, entfernen Sie die Steuerung und kontaktieren Sie Ihren Händler oder SixCase.
Gehäuse schließt nicht korrekt	Öffnen Sie das Gehäuse von Hand oder mit dem Code/ SMS. Drücken Sie den Boden des Gehäuses mit beiden Händen links und rechts nach oben. Beide Schösser (links & rechts) müssen mit einem hörbaren Klick einrasten, um zu bestätigen, dass das Gehäuse auf beiden Seiten geschlossen ist. Wenn das Gerät nicht funktioniert, nehmen Sie es außer Betrieb, entfernen Sie die Steuerung und kontaktieren Sie Ihren Händler oder SixCase.



Gehäuse lässt sich nicht auf beiden Seiten gleichmäßig öffnen (SC1310/1330/ 1420)	Schließen Sie das Gehäuse erneut Drücken Sie kräftiger auf den roten Knopf Wenn das Gerät nicht funktioniert, nehmen Sie es außer Betrieb, entfernen Sie die Steuerung und kontaktieren Sie Ihren Händler oder SixCase.
Eingabefeld reagiert, aber Gehäuse lässt sich nicht auf beiden Seiten gleichmäßig öffnen (SC1320/ 1340/ 1435)	Drücken Sie mit mäßigem Kraftaufwand gegen die untere Halterung. Wenn sich das Gehäuse öffnet, versuchen Sie es erneut mit dem üblichen Verfahren. Wenn sich das Gehäuse nicht öffnet, ist das Verschlussystem defekt oder es fehlt ein Teil. Nehmen Sie das Gerät außer Betrieb und kontaktieren Sie Ihren Händler oder SixCase.
Roter Druckknopf kann gedrückt werden, aber Gehäuse öffnet sich nicht (SC1310/1330/ SC1420)	Drücken Sie mit mäßigem Kraftaufwand gegen die untere Halterung. Wenn sich das Gehäuse öffnet, versuchen Sie es erneut mit dem üblichen Verfahren. Wenn sich das Gehäuse nicht öffnet, ist das Verschlussystem defekt oder es fehlt ein Teil. Nehmen Sie das Gerät außer Betrieb und kontaktieren Sie Ihren Händler oder SixCase.

## Glossary

### AED

AED (Automatischer Externer Defibrillator) ist ein tragbares Gerät welches gebraucht wird bei Personen mit Herzstillstand. Durch das andienen eines elektrischen Schocks kann dieser das Herz wieder in einen normalen Rhythmus bringen.

### Verwalter

Für das Gehäuse und für den AED verantwortliche Person, deren Aufgabe es ist, den Zustand des AED und des Gehäuses zu überprüfen und die den Anweisungen in diesem Handbuch entsprechende Funktion zu gewährleisten.

### Observer

Person welche einen SMS Bericht empfängt wenn der SixCase geöffnet wird.

### GSM

Globales System für Mobile Kommunikation: abgeleitet von Groupe Special Mobile, ist der populärste Standard für mobile Telefonie weltweit.

### SMS

Short Message Service (SMS) ist ein Kommunikationspro-

tokoll, welches das Auswechseln von Textberichten zwischen mobilen Telefonen möglich macht.



### Verantwortlichkeit

GT Medicare ist in keiner Weise verantwortlich für die Installation, Kommunikation und dem Gebrauch der SixCase, der AED, und/oder entstandenen Schaden, welcher Art dann auch, an Dritten. Außergewöhnliche externe Bedingungen, wie niedrige Temperaturen, defekte Teile oder sonstige externe Einflüsse, können den AED betriebsunfähig machen. SixCase behält sich das Recht vor, dieses Dokument und alle in diesem Handbuch beschriebenen Produkte ohne vorherige Ankündigung anzupassen und zu verbessern. Der Inhalt dieses Dokuments wird unter Ausschluss jeder Garantie zur Verfügung gestellt.

### Kontakt

GT Medicare BV

Bargelaan 6

2333 CT Leiden

Niederlande

Tel.: +031 (0) 71 2100 229

Email: info@sixcase.com